



# Cardiocre



## 166/71. - EVALUACIÓN MICROSCÓPICA DE LA GUÍA ENCARCELADA EN EL TRATAMIENTO DE BIFURCACIONES CORONARIAS

S. Rodríguez Diego<sup>1</sup>, E. Villanueva<sup>2</sup>, M. Pan<sup>3</sup>, S. Ojeda<sup>3</sup>, J. Suárez de Lezo<sup>3</sup>, M. Romero<sup>3</sup>, F. Mazuelos Bellido<sup>3</sup>, J. Segura<sup>3</sup>, J. Suárez de Lezo<sup>3</sup> y L. Pardo González<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. <sup>2</sup>Área de Cardiología. Hospital Santa Bárbara. Puertollano. <sup>3</sup>Servicio de Cardiología. Hospital Reina Sofía. Universidad de Córdoba (IMIBIC). Córdoba.

### Resumen

**Introducción y objetivos:** La técnica de la guía encarcelada resulta de gran utilidad en el tratamiento de lesiones bifurcadas mediante la técnica del stent provisional. Sin embargo, esta guía puede sufrir daño e incluso fracturarse en el momento de la retirada. El objetivo de nuestro estudio es evaluar la aparición de daño estructural en las guías encarceladas, tanto poliméricas como no poliméricas.

**Material y métodos:** Entre enero 2011 y diciembre 2012 hemos realizado un estudio observacional, habiendo evaluado mediante microscopía estereoscópica 135 guías (45 no poliméricas y 90 poliméricas) utilizadas previamente en el tratamiento percutáneo de bifurcaciones y que fueron encarceladas. El daño tras la extracción fue valorado en leve, moderado o grave.

**Resultados:** Las distribuciones de edad, sexo fueron similares en los 2 grupos de pacientes tratados con guías poliméricas o no poliméricas. Sin embargo, los operadores seleccionaron las guías poliméricas en bifurcaciones más complejas y en pacientes con mayor incidencia de diabetes. Se objetivó algún tipo de daño microscópico en 25 de las guías analizadas (18%). Paradójicamente, estas alteraciones fueron más frecuentes en el grupo de las guías no poliméricas (53% vs 1,1%;  $p < 0,001$ ). Solo se produjo daño grave en 2 de los casos analizados (1,5%). No se produjo ninguna rotura completa de la guía.

**Conclusiones:** Las guías coronarias que se encarcelan durante el tratamiento de las bifurcaciones con stent provisional sufren a menudo daño microscópico no severo. Aunque las guías poliméricas se utilizaron en bifurcaciones más complejas, paradójicamente se dañaron con menos frecuencia.